

Système de visite guidée GZR 2020



Description générale

Le chariot GZR 2020 facilite le déplacement de la valise de charge TourGuide EZL 2020-20L. La valise peut facilement se verrouiller sur le chariot. La longueur du chariot peut être réglée sur deux positions (900 mm ou 980 mm) pour que la poignée soit à hauteur confortable. Une fois plié, le chariot n'est pas plus haut que la valise elle-même, ce qui permet de poser cette dernière sans retirer le chariot.

Caractéristiques techniques

Dimensions	470 - 980 x 180 x 50 mm
Diamètre des roulettes	48 mm
Poids	795 g